


# boso medicus vital.


Das Blutdruckmessgerät mit Speicher und Auswertung.


Arrhythmie-Erkennung  
inklusive Häufigkeit

Bewegungssensor  
verhindert Messfehler

einfache Ein-Knopf-Bedienung



 Statusanzeige für Batterien; Netzgerät optional

 Messung läuft

Premium-Qualität für die Gesundheit

**boso**  
BOSCH + SOHN  
GERMANY

# Einfach nutzen: boso medicus vital.

## Abruf der Messwerte:

Drücken Sie die Start-Taste ca. 2 Sekunden zum Abruf des Mittelwertes aus den letzten max. 60 Messwerten.

Nach dem Mittelwert werden automatisch die einzelnen Messwerte angezeigt, beginnend mit dem aktuellsten Messwert.

## Speicher verlassen:

Drücken Sie die START-Taste.



● START-Taste